

## 新製品！

### ESP-36

### マイクロシリンジポンプ



- 操作しやすい  
タッチパネル
- 複数ブランドの  
シリンジ情報を搭載
- 使いやすい  
インターフェース
- プログラムに名前を  
付けて保存可能
- 送液条件の  
多段階設定が可能

投薬も回収も可能！

定価 ¥380,000

## 透析プローブのご紹介

フレキシブルな構造の2種の透析プローブです。

組織用透析プローブ  
OP-X-Y

定価 ¥8,000/1本

脊髄用透析プローブ  
CUX-Y-Z








定価 ¥9,000/1本

# AtmosLM ペプチドダイアリシスシステム ペプチドサンプルの回収に必要不可欠なポンプです

## ローラーポンプ ERP-10




### 仕様

	流速範囲	0.05 ~ 50 $\mu$ L/min
	流路	2 ch
	ローラー径	24 mm
	ロッド数	6
	サイズ	100 W × 230 D × 170 H (mm)
	重さ	約 2.2 kg
	電源	AC 100 - 240VA 50/60 Hz 100VA

定価 ¥350,000

### ペプチドサンプリングイメージ




 株式会社 **エイコム**

Twitter からエイコム新聞がご覧いただけます！



ホームページ



Twitter