




フラクションコレクター

EFC-96

マイクロダイアリシスサンプルの
回収を効率的に行います



12列×8

仕様

フラクション数

1チャンネル / 96検体
2チャンネル / 48検体
4チャンネル / 24検体

サンプリング時間

1sec 999.59 min (1 sec step)

サンプル保持容器

12列×8 (X-Y上に配列)

サンプル保持容量

0.8 mL

冷却機能

電子冷却方式 (ペルチェ素子) 4℃-室温

サイズ

280 W × 390 D × 320 H (mm)

重さ

約 11.6 kg

電源

AC 100 - 240VA 50/60 Hz 10A



株式会社 エイコム

本社

〒612-8497

京都市伏見区下鳥羽北円面田町 113

TEL: 075-622-2112

東京営業所

〒113-0033

東京都文京区本郷1丁目12番7号 甲田ビル3F

TEL: 03-3818-5223